

# **CRNE** 康人 - 血压测量专家

拥有超过10年的血压测量经验，CRNE康人血压计是您可靠的选择。



## **Electronic BLOOD PRESSURE MONITOR**

Model:CF-3II

- Measurement method :K sound
- Automatic-release valve
- kPa/mmHg
- Battery life :Approx. 500times
- Power source:DC9V 6F22 × 1
- Measure by itself
- Low cost
- 99 new version

DPKG:20sets/box

Box volume:44\*34\*26cm

G.W.10kg

## **Digital BLOOD PRESSURE MONITOR**

Model: CN-205C(Manual inflation)

- Measurement method : Oscillometric
- Large and clear reading display
- Super thin design
- Blood pressure/pulse rate
- kPa/mmHg
- Power source: DC3V AA×2
- Battery life: CN-205C Approx.1000times

DPKG:20sets/box

Box volume:44\*34\*26cm

G.W.7.5kg



**CRNE(Suzhou)Microcontroller Technologies,Inc**

苏州市康人微电脑技术有限公司 地址: 苏州市东大街 邮编215007

电话: +86-512-6523 2633 传真: +86-512-6529 2906 [www.crne.com.cn](http://www.crne.com.cn) mail:[crne@crne.com.cn](mailto:crne@crne.com.cn)

# CRNE 康人 - 血压测量专家

拥有超过10年的血压测量经验，CRNE康人血压计是您可靠的选择。



## Digital BLOOD PRESSURE MONITOR

Model: CN-805C(AUTO inflation)

- Measurement method : Oscillometric
- Large and clear reading display
- Super thin design
- Blood pressure/pulse rate
- kPa/mmHg
- Power source: DC6V AA×4
- Battery life: Approx.300times

DPKG:20sets/box

Box volume:44\*34\*26cm

G.W.:10kg

\*OEM ONLY

## Wrist NIBP with Auto-decrease Blood Pressure function

Model: CN-806C

Auto-decrease Blood Pressure function(optional)

Measurement method: Oscillometric

Pressure unit: kPa / mmHg

Measurement range: 0~ 40kPa / 0~300mmHg

Intrinsic error:±0.5kPa / ±3.75mmHg

Pulse rate range:40~200beats/min

Power source:DC3v

Inflation type: full automatic

Cuff type :wrist

DPKG:20sets/box

Box volume:44\*34\*26cm

G.W.:8kg



**CRNE(Suzhou)Microcontroller Technologies,Inc**

苏州市康人微电脑技术有限公司 地址: 苏州市东大街 邮编215007

电话: +86-512-6523 2633 传真: +86-512-6529 2906 [www.crne.com.cn](http://www.crne.com.cn) mail:[crne@crne.com.cn](mailto:crne@crne.com.cn)

# **CRNE** 康人 - 血压测量专家

拥有超过10年的血压测量经验，CRNE康人血压计是您可靠的选择。



包括臂带，气泵等附件

NIBP Module

Model: EP-805C

Display: Digital display system

Measurement method: Oscillometric

Pressure unit: kPa / mmHg

Measurement range: 0~ 40kPa / 0~300mmHg

Intrinsic error:  $\pm 0.5$ kPa /  $\pm 3.75$ mmHg

Pulse rate range: 40~200beats/min

Power source: DC4~6V

Inflation type: full automatic

Cuff type :Upper arm

Data interface: high speed serial output with 2 wire(oclk,osda)

Data memory:

Measuring control: 1)manual

2)with TTL signal

**CRNE(Suzhou)Microcontroller Technologies, Inc**

苏州市康人微电脑技术有限公司 地址: 苏州市东大街 邮编215007

电话: +86-512-6523 2633 传真: +86-512-6529 2906 [www.crne.com.cn](http://www.crne.com.cn) mail: [crne@crne.com.cn](mailto:crne@crne.com.cn)

# **CRNE** 康人 - 血压测量专家

拥有超过10年的血压测量经验，CRNE康人血压计是您可靠的选择。



## ANEROID SPHYGMOMANOMETER

Model:CF-1

Measurement range: 0~ 40kPa / 0~300mmHg

Intrinsic error:±0.5kPa / ±3.75mmHg

DPKG:50sets/box

Box volume:57\*37\*33cm

G.W.:20kg

\*OEM ONLY

Model:CF-2

Measurement range: 0~ 40kPa / 0  
~300mmHg

Intrinsic error:±0.5kPa / ±3.75mmHg

DPKG:50sets/box

Box volume:57\*37\*33cm

G.W.:25kg



**CRNE(Suzhou)Micorcontroller Technologies,Inc**

苏州市康人微电脑技术有限公司 地址: 苏州市东大街 邮编215007

电话: +86-512-6523 2633 传真:+86-512-6529 2906 [www.crne.com.cn](http://www.crne.com.cn) mail:[crne@crne.com.cn](mailto:crne@crne.com.cn)